

Статус на поръчка (OML_021)

При приемане на поръчка, тя не влиза в нормалния процес на обработка в ЛИС iLab, а стои в пул от чакащи поръчки (по-долу статус „чакаща“). За да влезе поръчката в нормалния процес на обработка (т.е. да се превърне във визита), се минава през процес на прием на пробата (в UI - Импорт на поръчка). Ако пробата е негодна, както и в други ситуации (липса на реактив, натовареност на лабораторията и др.) поръчката може да бъде отхвърлена. От казаното по-горе, следва че статуса на дадена поръчка типично преминава през следните състояния:

- **чакаща** (вендага след получаването ѝ);
- **приета** за работа (след импорт);
- **отхвърлена** (негонда проба и др.).

Отделно от сценария по-горе, в процеса на работа (след преминаване от чкаща в приета), отново една или повече позиции в поръчката могат да бъдат отхвърлени, например поради негондост на проба, установена след приема, повреден апарат и др. подобни.

Важно е да се отбележи че известяването на поръчващата страна за **промяна на статуса става на ниво изследване в поръчка**, а не цялата като такава. Възможно е отделни позиции да бъдат отхвърлени, докато други да бъдат приети и обработени. Известяването за промяна на статуса е и вървос на настройка в ЛИС iLab и при пускане на интеграция следва да се укаже дали поръчващата страна щеале да полчуава известия или не.

OML_021 При промяна на статус на поръчка

По долу е дадена **редуцирана** (но валидна по стандарт) структура на OML_021 съобщението, при изпращането му от страна на iLab към външна система по повод промяна на статуса на поръчката.

Сегмент / Група	Кол. по стандарт	Кол. за iLab
MSH Message Header	1	1
SFT Software Segment	0..∞	1
NTE Notes and Comments	0..*	0..1
PATIENT начало	0..1	1
PID Patient Identification	1	1
PATIENT край		
ORDER начало	1..∞	1..∞
ORC Common Order	1	1
ORDER край		

Примери

В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА (НОЕ 2020)

```
MSH|^~\&|iLab|Laboratory|HIS|Hospital|20180930202923||OML^O21^OML_021|X3Z7VWPU3MOPU8GG0CQR|
```

P|2.5.1|
SFT|SKYWARE Group|1.0.0.0|TestApp|1.0.0.0|
ORC|SC|JHG6Y8R^R|168321^iLab||IP|

MSH|^~\&|iLab|Laboratory|HIS|Hospital|20180930202923||OML^O21^OML_O21|X3Z7VWPU3MOPU8GG0CQR|
P|2.5.1|
SFT|SKYWARE Group|1.0.0.0|TestApp|1.0.0.0|
NTE|1||Lab is too busy to perform scheduled visit|1R^^HL70364|
ORC|SC|45289|||DC|

From:
<https://hl7.skyware-group.com/> - iLab HL7 Wiki

Permanent link:
<https://hl7.skyware-group.com/doku.php?id=oml-o21-status&rev=1604192304>

Last update: **2020/11/01 02:58**

