

Заявка за резултат (QRY_R02)

QRY_R02 (Query for results of observation) - съобщението се използва за заявяване на резултат от изследване от БИС към ЛИС.

Структура на QRY_R02

По долу е дадена структурата на QRY_R02 съобщението.

Сегмент / Група	Кол. по стандарт	Кол. за iLab
MSH Message Header	1	1
SFT Software Segment	0..*	0..*
QRD Original-Style Query Definition	1	1

From:

<https://hl7.skyware-group.com/> - iLab HL7 Wiki

Permanent link:

<https://hl7.skyware-group.com/doku.php?id=qry-r02>

Last update: **2018/08/27 17:18**

