

# Видове резултати

Според това, дали дадена визита в ЛИС iLab е следствие на електронна поръчка или не, делим визитите които се изпращат към външни системи на два вида:

- **Визити с поръчки;**
- **Визити без поръчки (Непоръчани визити).**

Под непоръчани в случая ще разбираме че те са регистрирани ръчно в лабораторията. Чест случай за това са много спешни изследвания, които се заявяват по телефон или пробите директно се занасят в лабораторията за изработване, като се прескача стъпката с електронна поръчка.

В случай че лабораторните резултати са следствие от повече от една поръчка (една основна и една или повече допълнителни) в **ORC** и **OBR** сегментите ще бъде реферирана само основната поръчка (ORC.2 и OBR.2), така все едно чрез нея са поръчани всички изследвания закуп, а не чрез една основна и една или повече допълнителни поръчки. Като пряко следствие от това, ORC сегментите ще реферират като поръчващо отделение и/или лекар тези от основната поръчка дори и допълнителната поръчка да е направена от друго отделение и/или лекар. Причината за това обединяване на основна и евентуални допълнителни поръчки се корени в това, че ЛИС iLab разглежда една проба като присъща на една и само една визита.

Приемащата страна трябва да следи за полето OBX.11 (Observation Result Status) според таблица 0085 и да потвърждава при себе си само резултати със статуси F и C, а тези с P, I, S, R - може да показва само с уговорката че са предварителни. Стойностите на таблица 0085:

Код	Значение	Описание
C	Record coming over is a correction and thus replaces a final result	Корекция на вече изпратен финален резултат
D	Deletes the OBX record	Изтриване на вече изпратен резултат
F	Final results; Can only be changed with a corrected result.	Финален (окончателен) резултат
I	Specimen in lab; results pending	Чака стойност
N	Not asked; used to affirmatively document that the observation identified in the OBX was not sought when the universal service ID in OBR-4 implies that it would be sought.	Непотърсен резултат
O	Order detail description only (no result)	Няма резултат, само описание на поръчката
P	Preliminary results	Временен резултат
R	Results entered - not verified	Временен резултат, непотвърден
S	Partial results	Частичен резултат
U	Results status change to final without retransmitting results already sent as _preliminary_. E.g., radiology changes status from preliminary to final	
W	Post original as wrong, e.g., transmitted for wrong patient	Сгрешен вече изпратен резултат
X	Results cannot be obtained for this observation	Резултатът не може да бъде предоставен

Повече информация за статусите на резултатите, може да намерите в [Сегменти](#)



Препоръчително е приемащата страна да записва при **F** и **X**, презаписва при **C** и **X**, и показва като „временен резултат“ резултатите с други статуси (например с различен цвят или друг маркер).

From:

<https://hl7.skyware-group.com/> - **iLab HL7 Wiki**

Permanent link:

<https://hl7.skyware-group.com/doku.php?id=res-types>

Last update: **2019/04/17 03:34**

