

# Използвани таблици

В тази секция са дадени използваните в интеграцията стойностни таблици на HL7 или друга кодираща система.

## 0136 Yes/no indicator

Идентификатор	Значение (англ.)	Значение (бълг.)	Забележка
Y	Yes	Да	
N	No	Не	

## 0487 Specimen Type

Идентификатор	Значение (англ.)	Значение (бълг.)	Забележка
ABS	Abscess		
ACNE	Tissue, Acne		
ACNFLD	Fluid, Acne		
AIRS	Air Sample		
ALL	Allograft		
AMP	Amputation		
ANGI	Catheter Tip, Angio		
ARTC	Catheter Tip, Arterial		
ASERU	Serum, Acute		
ASP	Aspirate		
ATTE	Environment, Attest		
AUTOC	Environmental, Autoclave Capsule		
AUTP	Autopsy		
BBL	Blood bag		
BCYST	Cyst, Baker's		
BITE	Bite		
BLEB	Bleb		
BLIST	Blister		
BOIL	Boil		
BON	Bone		
BOWL	Bowel contents		
BPU	Blood product unit		
BRN	Burn		
BRSH	Brush		
BRTH	Breath (use EXHLD)		
BRUS	Brushing		
BUB	Bubo		
BULLA	Bulla/Bullae		
BX	Biopsy		
CALC	Calculus (=Stone)		

Идентификатор	Значение (англ.)	Значение (бълг.)	Забележка
<b>CARBU</b>	Carbuncle		
<b>CAT</b>	Catheter		
<b>CBITE</b>	Bite, Cat		
<b>CLIPP</b>	Clippings		
<b>CNJT</b>	Conjunctiva		
<b>COL</b>	Colostrum		
<b>CONE</b>	Biospy, Cone		
<b>CSCR</b>	Scratch, Cat		
<b>CSERU</b>	Serum, Convalescent		
<b>CSITE</b>	Catheter Insertion Site		
<b>CSMY</b>	Fluid, Cystostomy Tube		
<b>CST</b>	Fluid, Cyst		
<b>CSVR</b>	Blood, Cell Saver		
<b>CTP</b>	Catheter tip		
<b>CVPS</b>	Site, CVP		
<b>CVPT</b>	Catheter Tip, CVP		
<b>CYN</b>	Nodule, Cystic		
<b>CYST</b>	Cyst		
<b>DBITE</b>	Bite, Dog		
<b>DCS</b>	Sputum, Deep Cough		
<b>DEC</b>	Ulcer, Decubitus		
<b>DEION</b>	Environmental, Water (Deionized)		
<b>DIA</b>	Dialysate		
<b>DISCHG</b>	Discharge		
<b>DIV</b>	Diverticulum		
<b>DRN</b>	Drain		
<b>DRNG</b>	Drainage, Tube		
<b>DRNGP</b>	Drainage, Penrose		
<b>EARW</b>	Ear wax (cerumen)		
<b>EBRUSH</b>	Brush, Esophageal		
<b>EEYE</b>	Environmental, Eye Wash		
<b>EFF</b>	Environmental, Effluent		
<b>EFFUS</b>	Effusion		
<b>EFOD</b>	Environmental, Food		
<b>EISO</b>	Environmental, Isolette		
<b>ELT</b>	Electrode		
<b>ENVIR</b>	Environmental, Unidentified Substance		
<b>EOTH</b>	Environmental, Other Substance		
<b>ESOI</b>	Environmental, Soil		
<b>ESOS</b>	Environmental, Solution (Sterile)		
<b>ETA</b>	Aspirate, Endotrach		
<b>ETTP</b>	Catheter Tip, Endotracheal		
<b>ETTUB</b>	Tube, Endotracheal		
<b>EWHI</b>	Environmental, Whirlpool		
<b>EXG</b>	Gas, exhaled (=breath)		

Идентификатор	Значение (англ.)	Значение (бълг.)	Забележка
<b>EXS</b>	Shunt, External		
<b>EXUDTE</b>	Exudate		
<b>FAW</b>	Environmental, Water (Well)		
<b>FBLOOD</b>	Blood, Fetal		
<b>FGA</b>	Fluid, Abdomen		
<b>FIST</b>	Fistula		
<b>FLD</b>	Fluid, Other		
<b>FLT</b>	Filter		
<b>FLU</b>	Fluid, Body unsp		
<b>FLUID</b>	Fluid		
<b>FOLEY</b>	Catheter Tip, Foley		
<b>FRS</b>	Fluid, Respiratory		
<b>FSCLP</b>	Scalp, Fetal		
<b>FUR</b>	Furuncle		
<b>GAS</b>	Gas		
<b>GASA</b>	Aspirate, Gastric		
<b>GASAN</b>	Antrum, Gastric		
<b>GASBR</b>	Brushing, Gastric		
<b>GASD</b>	Drainage, Gastric		
<b>GAST</b>	Fluid/contents, Gastric		
<b>GENV</b>	Genital vaginal		
<b>GRAFT</b>	Graft		
<b>GRANU</b>	Granuloma		
<b>GROSH</b>	Catheter, Groshong		
<b>GSOL</b>	Solution, Gastrostomy		
<b>GSPEC</b>	Biopsy, Gastric		
<b>GT</b>	Tube, Gastric		
<b>GTUBE</b>	Drainage Tube, Drainage (Gastrostomy)		
<b>HBITE</b>	Bite, Human		
<b>HBLUD</b>	Blood, Autopsy		
<b>HEMAQ</b>	Catheter Tip, Hemaquit		
<b>HEMO</b>	Catheter Tip, Hemovac		
<b>HERNI</b>	Tissue, Herniated		
<b>HEV</b>	Drain, Hemovac		
<b>HIC</b>	Catheter, Hickman		
<b>HYDC</b>	Fluid, Hydrocele		
<b>IBITE</b>	Bite, Insect		
<b>ICYST</b>	Cyst, Inclusion		
<b>IDC</b>	Catheter Tip, Indwelling		
<b>IHG</b>	Gas, Inhaled		
<b>ILEO</b>	Drainage, Ileostomy		
<b>ILLEG</b>	Source of Specimen Is Illegible		
<b>IMP</b>	Implant		
<b>INCI</b>	Site, Incision/Surgical		
<b>INFIL</b>	Infiltrate		

<b>Идентификатор</b>	<b>Значение (англ.)</b>	<b>Значение (бълг.)</b>	<b>Забележка</b>
<b>INS</b>	Insect		
<b>INTRD</b>	Catheter Tip, Introducer		
<b>IT</b>	Intubation tube		
<b>IUD</b>	Intrauterine Device		
<b>IVCAT</b>	Catheter Tip, IV		
<b>IVFLD</b>	Fluid, IV		
<b>IVTIP</b>	Tubing Tip, IV		
<b>JEJU</b>	Drainage, Jejunal		
<b>JNTFLD</b>	Fluid, Joint		
<b>JP</b>	Drainage, Jackson Pratt		
<b>KELOI</b>	Lavage		
<b>KIDFLD</b>	Fluid, Kidney		
<b>LAVG</b>	Lavage, Bronhial		
<b>LAVGG</b>	Lavage, Gastric		
<b>LAVGP</b>	Lavage, Peritoneal		
<b>LAVPG</b>	Lavage, Pre-Bronch		
<b>LENS1</b>	Contact Lens		
<b>LENS2</b>	Contact Lens Case		
<b>LESN</b>	Lesion		
<b>LIQ</b>	Liquid, Unspecified		
<b>LIQO</b>	Liquid, Other		
<b>LSAC</b>	Fluid, Lumbar Sac		
<b>MAHUR</b>	Catheter Tip, Makurkour		
<b>MASS</b>	Mass		
<b>MBLD</b>	Blood, Menstrual		
<b>MUCOS</b>	Mucosa		
<b>MUCUS</b>	Mucus		
<b>NASDR</b>	Drainage, Nasal		
<b>NEDL</b>	Needle		
<b>NEPH</b>	Site, Nephrostomy		
<b>NGASP</b>	Aspirate, Nasogastric		
<b>NGAST</b>	Drainage, Nasogastric		
<b>NGS</b>	Site, Naso/Gastric		
<b>NODUL</b>	Nodule(s)		
<b>NSECR</b>	Secretion, Nasal		
<b>ORH</b>	Other		
<b>ORL</b>	Lesion, Oral		
<b>OTH</b>	Source, Other		
<b>PACEM</b>	Pacemaker		
<b>PCFL</b>	Fluid, Pericardial		
<b>PDSIT</b>	Site, Peritoneal Dialysis		
<b>PDTS</b>	Site, Peritoneal Dialysis Tunnel		
<b>PELVA</b>	Abscess, Pelvic		
<b>PENIL</b>	Lesion, Penile		
<b>PERIA</b>	Abscess, Perianal		

<b>Идентификатор</b>	<b>Значение (англ.)</b>	<b>Значение (бълг.)</b>	<b>Забележка</b>
<b>PILOC</b>	Cyst, Pilonidal		
<b>PINS</b>	Site, Pin		
<b>PIS</b>	Site, Pacemaker Insetion		
<b>PLAN</b>	Plant Material		
<b>PLAS</b>	Plasma		
<b>PLB</b>	Plasma bag		
<b>PLEVS</b>	Serum, Peak Level		
<b>PND</b>	Drainage, Penile		
<b>POL</b>	Polyps		
<b>POPGS</b>	Graft Site, Popliteal		
<b>POPLG</b>	Graft, Popliteal		
<b>POPLV</b>	Site, Popliteal Vein		
<b>PORTA</b>	Catheter, Porta		
<b>PPP</b>	Plasma, Platelet poor		
<b>PROST</b>	Prosthetic Device		
<b>PRP</b>	Plasma, Platelet rich		
<b>PSC</b>	Pseudocyst		
<b>PUNCT</b>	Wound, Puncture		
<b>PUS</b>	Pus		
<b>PUSFR</b>	Pustule		
<b>PUST</b>	Pus		
<b>QC3</b>	Quality Control		
<b>RANDU</b>	Urine, Random		
<b>RBITE</b>	Bite, Reptile		
<b>RECT</b>	Drainage, Rectal		
<b>RECTA</b>	Abscess, Rectal		
<b>RENALC</b>	Cyst, Renal		
<b>RENC</b>	Fluid, Renal Cyst		
<b>RES</b>	Respiratory		
<b>SAL</b>	Saliva		
<b>SCAR</b>	Tissue, Keloid (Scar)		
<b>SCLV</b>	Catheter Tip, Subclavian		
<b>SCROA</b>	Abscess, Scrotal		
<b>SECRE</b>	Secretion(s)		
<b>SER</b>	Serum		
<b>SHU</b>	Site, Shunt		
<b>SHUNF</b>	Fluid, Shunt		
<b>SHUNT</b>	Shunt		
<b>SITE</b>	Site		
<b>SKBP</b>	Biopsy, Skin		
<b>SKN</b>	Skin		
<b>SMM</b>	Mass, Sub-Mandibular		
<b>SNV</b>	Fluid, synovial (Joint fluid)		
<b>SPRM</b>	Spermatozoa		
<b>SPRP</b>	Catheter Tip, Suprapubic		

<b>Идентификатор</b>	<b>Значение (англ.)</b>	<b>Значение (бълг.)</b>	<b>Забележка</b>
<b>SPRPB</b>	Cathether Tip, Suprapubic		
<b>SPS</b>	Environmental, Spore Strip		
<b>SPT</b>	Sputum		
<b>SPTC</b>	Sputum - coughed		
<b>SPTT</b>	Sputum - tracheal aspirate		
<b>SPUT1</b>	Sputum, Simulated		
<b>SPUTIN</b>	Sputum, Inducted		
<b>SPUTSP</b>	Sputum, Spontaneous		
<b>STER</b>	Environmental, Sterrad		
<b>STL</b>	Stool = Fecal		
<b>STONE</b>	Stone, Kidney		
<b>SUBMA</b>	Abscess, Submandibular		
<b>SUBMX</b>	Abscess, Submaxillary		
<b>SUMP</b>	Drainage, Sump		
<b>SUP</b>	Suprapubic Tap		
<b>SUTUR</b>	Suture		
<b>SWGZ</b>	Catheter Tip, Swan Gantz		
<b>TASP</b>	Aspirate, Tracheal		
<b>TISS</b>	Tissue		
<b>TISU</b>	Tissue ulcer		
<b>TLC</b>	Cathether Tip, Triple Lumen		
<b>TRAC</b>	Site, Tracheostomy		
<b>TRANS</b>	Transudate		
<b>TSERU</b>	Serum, Trough		
<b>TSTES</b>	Abscess, Testicular		
<b>TTRA</b>	Aspirate, Transtracheal		
<b>TUBES</b>	Tubes		
<b>TUMOR</b>	Tumor		
<b>TZANC</b>	Smear, Tzanck		
<b>UDENT</b>	Source, Unidentified		
<b>UR</b>	Urine		
<b>URC</b>	Urine clean catch		
<b>URINB</b>	Urine, Bladder Washings		
<b>URINC</b>	Urine, Catheterized		
<b>URINM</b>	Urine, Midstream		
<b>URINN</b>	Urine, Nephrostomy		
<b>URINP</b>	Urine, Pedibag		
<b>URT</b>	Urine catheter		
<b>USCOP</b>	Urine, Cystoscopy		
<b>USPEC</b>	Source, Unspecified		
<b>VASTIP</b>	Catheter Tip, Vas		
<b>VENT</b>	Catheter Tip, Ventricular		
<b>VITF</b>	Vitreous Fluid		
<b>VOM</b>	Vomitus		
<b>WASH</b>	Wash		

Идентификатор	Значение (англ.)	Значение (бълг.)	Забележка
<b>WASI</b>	Washing, e.g. bronchial washing		
<b>WAT</b>	Water		
<b>WB</b>	Blood, Whole		
<b>WEN</b>	Wen		
<b>WICK</b>	Wick		
<b>WND</b>	Wound		
<b>WNDA</b>	Wound abscess		
<b>WNDD</b>	Wound drainage		
<b>WNDE</b>	Wound exudate		
<b>WORM</b>	Worm		
<b>WRT</b>	Wart		
<b>WWA</b>	Environmental, Water		
<b>WWO</b>	Environmental, Water (Ocean)		
<b>WWT</b>	Environmental, Water (Tap)		

## 0490 Specimen Reject Reason

Идентификатор	Значение (англ.)	Значение (бълг.)	Забележка
<b>EX</b>	Expired	Изтекла годност	
<b>QS</b>	Quantity not sufficient	Недостатъчно количество	
<b>RA</b>	Missing patient ID number	Липсва ИД на пациент	Не се ползва
<b>RB</b>	Broken container	Счупен контейнер	
<b>RC</b>	Clotting	Съсирване	
<b>RD</b>	Missing collection date	Липсва дата/час на вземане	Не се ползва
<b>RE</b>	Missing patient name	Липсва име на пациент	Не се ползва
<b>RH</b>	Hemolysis	Хемолиза	
<b>RI</b>	Identification problem	Проблем с идентификацията	Не се ползва
<b>RM</b>	Labeling	Проблем с етикецията	
<b>RN</b>	Contamination	Замърсяване	
<b>RP</b>	Missing phlebotomist ID	Липсва Ид на флеботомист	Не се ползва
<b>RR</b>	Improper storage	Неправилно съхранение	
<b>RS</b>	Name misspelling	Грешно име	Не се ползва

From:

<https://hl7.skyware-group.com/> - iLab HL7 Wiki

Permanent link:

<https://hl7.skyware-group.com/doku.php?id=tables>

Last update: **2020/11/02 15:34**

